



JOANLAB[®]

MAKE EVERY EXPERIMENT
MORE CONVENIENT



SWING ROTOR CENTRIFUGE

JOAN Lab LC5000H ต่ำเลือก Swing ตะกร้า Centrifuge Swing Rotorer






แบรนด์ชื่อ	Joanlab
ชื่อผลิตภัณฑ์	Joan LabSWING OUT โรเตอร์ centrifuge
Power	110V/220V 50/6Hz
MAX SPEED	5000rpm
MAX แรงเหวี่ยง	4980xg
1.Super การจัดการความจุ: 8*100ml...	
2.Swing โรเตอร์ทำแรงเหวี่ยง stratification ผลดีกว่า	
3.ต่างโรเตอร์มี	
4.ประตูล็อคป้องกัน, ป้องกันอุณหภูมิกเกิน, ความเร็วสูงป้องกัน	
5.ใช้กันอย่างแพร่หลายใน PRP เซรั่มแยก, PPP ไขมันบริสุทธิ์, การแพทย์, เครื่องสำอาง, Clinical trials, Biological Research, วิทยาศาสตร์การเกษตร, อุตสาหกรรมอาหารและอื่นๆ	

ห้องปฏิบัติการCentrifuge Swing โรเตอร์ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	LC5000H
ภาพ	

MAX SPEED	5000RPM
MAX RCF	4980XG
MAX ความจุ	8*100ml
เกมส์จับเวลาช่วง	10s-99min59s
เสียงรบกวน	≤ 65dB(A)
RISE Rate	Acceleration Time สูงสุด speed≤ 35S
Descent Rate	เบรคจากสูงสุด speed≤ 30S
สภาพแวดล้อมอุณหภูมิ	+ 5 °C ~ + 40 °C
แหล่งจ่ายไฟ	AC230V 50Hz/60Hz 10A
ขนาด	580*470*355mm.(L * W * H)
N.W	33กก.

โรเตอร์ชื่อ	ภาพ	ความจุ	MAX SPEED	MAX RCF
No.3-A		4*50ml	5000rpm	4980xg
No.3-B		4*100ml	5000rpm	4980xg

No.4-A		4 * * * * * 8*15ml	4300rpm	3620xg
No.4-B		8*50ml	4300rpm	3620xg
No.4-C		8*100ml	4300rpm	3620xg
No.5-A		4*12*5/7ml (เลือดอ่าง)	4300rpm	3270xg
No.5-B		4*16*5/7ml (หลอดเก็บเลือด)	4300rpm	3270xg

JOANLAB-LC-5000H,max capacity: 8*100ml:

