

โต๊ะหินสำหรับวางเครื่องชั่ง

รายละเอียดสินค้า :

- 1.เป็นโต๊ะหินสำหรับวางเครื่องชั่ง มีความหนาแน่น สามารถป้องกันการสั่นสะเทือนที่จะมารบกวนการชั่งได้
- 2.ทำด้วยหินขัด ปูพื้นด้านบนด้วยหินแกรนิต มีความหนาของพื้นโต๊ะรวม 80 มม. มีความมั่นคงแข็งแรงไม่ยุบตัว แอนหรือเอียง
- 3.ขาโต๊ะทั้งสองข้างทำด้วยหินขัดเรียบ มีท่อโลหะยึดติดขาทั้งสองข้าง พร้อมหน้าแปลน 4 อันยึดท่อโลหะกับหินทั้งด้านในและด้านนอก
- 4.มีयरรองรับการสะเทือน อยู่ใต้แผ่นหินด้านบน 4 จุด



โต๊ะหินสำหรับวางเครื่องชั่ง (แกรนิต)

โต๊ะหินสำหรับวางเครื่องชั่ง

แผ่นหน้าแบบแกรนิต

ขนาด กว้าง 50 ซม x ยาว 100 ซม x สูง 78 ซม